

SOPORTE PARA LINEA VENOSA ANTECUBITAL

Catálogo: SIA002-18

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Es un dispositivo de plástico liviano, estético y de fácil mantenimiento, que permite conservar al máximo las capacidades de la persona mediante la búsqueda de la mejor posición del brazo y antebrazo durante la terapia de infusión. Por su forma anatómica permite la movilización</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Tiras de velcro macho • 2 Tiras de felpa blanca con velcro hembra • 1 Plantilla hule espuma de 11 x 29.5 cm • 1 Base de plástico para soporte ante cubital 11.5 x 31 cm
<p>CONTENIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para línea venosa ante cubital
<p>BENEFICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es un dispositivo liviano, estético de fácil mantenimiento. • Fácil colocación. • Permite la inmovilización durante el tiempo de la terapia de infusión • Seguridad en el paciente durante su tratamiento. • Disminuye los retiros accidentales de catéteres • Visualización y mantenimiento del sitio de punción.
<p>INDICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para la inmovilización de la región anatómica del brazo a la altura del codo en donde se haya colocado un dispositivo de terapia de infusión, como una línea venosa en un paciente adulto
<p>PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto directo con la luz del sol. • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • No se garantiza la integridad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa.
<p>FACTOR DE EMPAQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una caja con 50 piezas.
<p>IMAGEN</p>	