

SEDILUVIO DESECHABLE

Catálogo: SED002-23

DESCRIPCIÓN	<p>Fabricado en polipropileno, equipo desechable para la higiene y limpieza de la región perianal.</p> <p>Bolsa plástica con asa para la colocación de agua hasta 2000 ml ,un tubo de irrigación que se coloca directamente al sediluvio, carretilla para regular el flujo.</p>
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Tina de polipropileno de forma circular con tres orificios • Bolsa plástica con asa y pinza para regular el flujo del agua con sonda de 1.5 m.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo higiénico y desechable • La bolsa tiene impresas las indicaciones de uso • Se ajusta a cualquier WC o retretes. • Bordes redondeados para la comodidad del paciente
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Para la higiene de la región perianal y acción antiinflamatoria • Utilizado como baño de asiento
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Evite el contacto directo con la luz del sol. • Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Bolsa con un equipo, caja con 10 equipos
IMAGEN	