

VENOPUNCIÓN CHLORAPREP

Catálogo: VCL001 - 46

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico.
<p>CONTENIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Apósito transparente I.V. de 7 x 8.5 cm • 2 Gasas en empaque individual de 7.5 x 5 cm • 1 Chloraprep Gluconato de Clorhexidina 2% y alcohol isopropilico al 70% presentación 1.5 ml • 1 Ligadura de 0.3 x 2 x 45 cm • 2 Guantes medianos para exploración
<p>BENEFICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza el tiempo de atención. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento
<p>INDICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para procedimiento terapéutico de inserción de catéter a la luz de una vena a través de la cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre y sus derivados.
<p>PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
<p>FACTOR DE EMPAQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 100 piezas.
<p>IMAGEN</p>	