

VENOPUNCIÓN PEDIÁTRICA II

Catálogo: VPD001-91

| | |
|-------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico pediátrico. |
| CONTENIDO | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Apósito transparente I.V. pediátrico de 5 x 5.7 cm • 1 Gasa de 7.5 x 5 cm • 1 Steri strip con 3 bandas de 6 cm x 75 mm • 1 Chloraprep Gluconato de clorhexidina 2% y alcohol isopropílico al 70 % presentación 0.67 ml • 1 Ligadura de 0.3 x 2 x 45 cm • 2 Guantes medianos para exploración. • 1 Integrador químico de esterilización en óxido de etileno |
| BENEFICIOS | <ul style="list-style-type: none"> • Agiliza el tiempo de atención. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento |
| INDICACIONES | <ul style="list-style-type: none"> • Para procedimiento terapéutico de inserción de catéter a la luz de una vena a través de la cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre y sus derivados. |
| PRECAUCIONES | <ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa. |
| FACTOR DE EMPAQUE | <ul style="list-style-type: none"> • Caja con 225 piezas |
| IMAGEN |  |