

INSTALACIÓN DE VENOCLISIS

Catálogo: VEA001-28

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico.</p>
<p>CONTENIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Apósito transparente Tegaderm I.V. de 7 x 8.5 cm • 1 Gasa de 5 x 5 cm • 4 Guantes chicos para exploración • 1 Chloraprep 1.5 ml. Gluconato de clorhexidina al 2% • 1 Aplicador triple con alcohol isopropilico al 70% • 1 Ligadura de 0.3 x 2 x 45 cm • 1 Cubreboca de alta filtración con resorte
<p>BENEFICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza en tiempo de atención. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Con el apósito transparente se logra la visualización permitiendo un monitoreo continuo del sitio de inserción. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
<p>INDICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para procedimiento terapéutico de inserción de catéter a la luz de una vena a través de la cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre y sus derivados.
<p>PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
<p>FACTOR DE EMPAQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 95 piezas
<p>IMAGEN</p>	