

**TOMA DE HEMOCULTIVO II**

**Catálogo: ETH001-83**

DESCRIPCIÓN	Equipo de uso único estéril, contiene los insumos desechables necesarios para garantizar el uso de la máxima barrera de protección durante la toma de muestras de sangre.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Campo PP 40 g. 50 x 50 cm. Con fenestrado central 5 x 5 cm sin adhesivo</li> <li>• 2 Gasas simple de 10 X 10cm de 12 capas tejido 20 X 12cm</li> <li>• 2 Guantes medianos para exploración</li> <li>• 1 Bata mediana PP 50 g. 150x115 cm con tarjeta transferencia</li> <li>• 1 Toalla absorbente para secado de manos de 44 X 51 cm</li> <li>• 1 Gorro azul para paciente</li> <li>• 1 Cubrebocas de alta filtración con resorte</li> <li>• 1 Envoltura plana PP 40 g de 57 x 57 cm</li> <li>• 1 Integrador químico de esterilización en Óxido de etileno</li> </ul>
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimiza el tiempo de atención para el paciente.</li> <li>• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.</li> <li>• Evita extravío de materiales.</li> <li>• Evita desperdicio.</li> <li>• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.</li> </ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El uso de este equipo está indicado en los pacientes con sospecha de bacteremia con fiebre, infecciones de la piel o tejido subcutáneo y como apoyo en determinar presencia o no de microorganismos en el torrente sanguíneo y tipo de microorganismo.</li> </ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados.</li> <li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li> <li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li> </ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una caja con 20 piezas.</li> </ul>
IMAGEN	