


ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 14Fr

Catálogo: EAS201-26

| | |
|--------------------------|---|
| <p>DESCRIPCIÓN</p> | <p>Equipo estéril de uso único con los insumos desechables, por lo que su uso brinda seguridad y confianza en el cumplimiento de protocolos estandarizándolos,</p> |
| <p>CONTENIDO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Plato ovalado de 25 x 16 x 2 cm • 1 Campo plano PP 40 g de 50 x 50 cm • 1 Depósito de plástico de 8 oz. • 2 Guantes medianos para exploración • 1 Sonda para aspiración de secreciones con válvula de control de 14FR • 1 Toalla absorbente para secado de manos de 44 X 51 cm • 2 Gasas simples de 10 X 10cm de 12 capas tejido 20 X 12cm • 1 Envoltura plana PP 40 g de 57 x 57 cm • 1 Integrador químico de esterilización de Óxido de etileno |
| <p>BENEFICIOS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención de enfermería. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento. |
| <p>INDICACIONES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mantener la permeabilidad y limpieza de la vía aérea • Prevenir bronco aspiración por acumulo de secreciones. • Uso en pacientes adultos por el diámetro de la sonda. |
| <p>PRECAUCIONES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto directo con la luz del sol. • Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • No se garantiza la esterilidad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa. |
| <p>FACTOR DE EMPAQUE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Una caja con 18 piezas |
| <p>IMAGEN</p> |  |