

TOMA DE HEMOCULTIVO I

Catálogo: HEM001-29

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • El uso de este equipo está indicado en los pacientes con sospecha de bacteremia con fiebre, infecciones de la piel o tejido subcutáneo y como apoyo en determinar presencia o no de microorganismos en el torrente sanguíneo y tipo de
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plato ovalado de 25 x 16 x 2 cm • 2 Aplicadores sencillos con Alcohol Isopropílico al 70% • 2 Aplicadores sencillos con Yodopovidona al 10% • 4 Toallas impregnadas con Alcohol Isopropílico al 70% • 1 Ligadura plana de 0.3 x 2 x 45cm. • 2 Camisas vacutainer. • 3 Gasas simples de 10 X 10cm de 12 capas tejido 20 X 12cm • 2 Campos PP 40 g de 50 x 50 cm. Fenestrado central 5 x 5 cm sin adhesivo • 4 Guantes medianos para exploración • 1 Cubrebocas de alta filtración con resorte • 1 Envoltura plana PP 40 g de 50x50cm • 1 Integrador químico de esterilización de Óxido de etileno
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención para el paciente. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Proporciona seguridad y confianza. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • El uso de este equipo está indicado en los pacientes con sospecha de bacteremia con fiebre, infecciones de la piel o tejido subcutáneo y como apoyo en determinar presencia o no de microorganismos en el torrente sanguíneo y tipo de microorganismo.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja Con 26 piezas.
IMAGEN	