

VENOPUNCIÓN EXCEL II

Catálogo: EPV001 - 84

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico.</p>
<p>CONTENIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Apósito transparente Tegaderm I.V. de 7 x 8.5 cm • 1 Toalla impregnada con alcohol isopropílico • 1 Gasa en empaque individual de 7.5 x 5 cm • 1 Aplicador sencillo Excel (Yodopovidona al 10%) • 2 Guantes medianos para exploración • 1 Ligadura de 0.3 x 2 x 45 cm • 1 Cubreboca odontológico con resorte
<p>BENEFICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza el tiempo de atención. • Equipo desechable de un solo uso. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Con el apósito transparente se logra la visualización permitiendo un monitoreo continuo del sitio de inserción. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
<p>INDICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para procedimiento terapéutico de inserción de catéter a la luz de una vena a través de la cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre y sus derivados.
<p>PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
<p>FACTOR DE EMPAQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 170 piezas
<p>IMAGEN</p>	