

RECEPCIÓN DE BEBÉ IV

Catálogo: RBT001-68

DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único y desechable integrado con los insumos necesarios para llevar a cabo los procedimientos clínicos que se le realizan al R. N. De forma inmediata posterior al nacimiento.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Sábanas big dot para bebé de 80 x 100 cm • 10 Gasas simples de 10 X 10cm de 12 capas tejido 20 X 12cm • 1 Perilla de aspiración No 5 • 1 Sonda Nelatón No. 8 • 1 Extensión para oxígeno K-25 • 1 Pinza para cordón umbilical • 2 Guantes estériles quirúrgico para cirujano No 7.5 • 1 Campo plano PP 80 g 50 x 50 cm • 1 Bata mediana PP 50 g. 150x115 cm con tarjeta de transferencia con Toalla absorbente para secado de manos de 44 X 51 cm. • 1 Envoltura plana PP 40 g de 75 x75 cm • 1 Integrador químico de esterilización en Óxido de etileno • 1 Integrador químico de esterilización en Óxido de etileno
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención de enfermería. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Para proporcionar los cuidados inherentes al nacimiento, iniciar maniobras de estimulación táctil y fricción que favorezcan la respiración y realizar el pinzamiento del cordón umbilical.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto directo con la luz del sol. • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • No se garantiza la esterilidad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 7 piezas
IMAGEN	