

INSTALACIÓN DE CATETER VI

Catálogo: ICN001-95

DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único integrado con insumos desechables, para la inserción de un catéter intravascular central.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plato ovalado de 25 x 16 x 2 cm • 1 Charola termo formada de PVC de 8 x 15 x 1.5 cm • 1 Campo plano PP 50 g de 110 x 180 cm • 1 Campo PP50 g 110 x 180 cm con fenestrado central 13.5 x 10 cm con adhesivo • 1 Apósito transparente Leukomed T plus de 8 x 10 cm • 1 Portagujas Webster de 12.5 cm • 1 Pinza Adson sin dientes de 12 cm • 1 Pinza Adson con dientes de 12 cm • 3 Jeringas desechables de 10 ml • 1 Aguja hipodérmica de 22G x 32 mm • 1 Aguja hipodérmica de 20 G x 32 mm • 1 Hoja de bisturí No 11 con mango integrado • 1 Chloraprep 10.5 ml con tinte (clorhexidina al 2%) • 15 Gasas simples de 10 x 10 cm de 12 capas tejido 20 x 12 • 4 Guantes medianos para exploración • 1 Bata mediana PP 50 g 150 x 115 cm con tarjeta de transferencia y una Toalla absorbente para secado de manos de 44 x 51 cm • 1 Cubreboca de alta filtración con resorte • 1 Envoltura plana PP 40 g de 75 x 75 cm
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza en tiempo de atención. • Optimiza el tiempo de atención de enfermería.. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Con el apósito transparente se puede inspeccionar frecuentemente el sitio de inserción para detectar cualquier cambio en la integridad o coloración de la piel. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Permite la instalación segura y eficiente de un catéter central. • Contar con una vía de mayor duración.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados. • Evite el contacto directo con la luz del sol. • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 7 piezas
IMAGEN	

