

INSTALACIÓN DE PORT- A- CATH ADULTO
Catálogo: PCA001-58

DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único integrado con insumos desechables, para la inserción de un catéter central de larga duración.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plato ovalado de 25 x 16 x 2 cm • 1 Steri-strip con 3 bandas de 6 x 75 mm • 2 Ampolletas de cloruro de sodio al 0.9% de 10 ml • 3 Aguja hipodérmica de 23G x 25 mm • 3 Jeringas desechables de 10 ml • 1 Apósito transparente Tegaderm de 10 x 12 cm. • 3 Gasas de algodón de 5 x 5 cm • 1 Campo PP 80 g 37.5 X 40 cm con fenestrado central de 10 x 10 cm sin adhesivo • 4 Guante chico para exploración • 1 Aplicador triple con Alcohol Isopropílico al 70% • 1 Chloraprep 3.0 ml. (clorhexidina al 2%) • 1 Cubrebocas de alta filtración con resorte • 1 Envoltura plana PP 40 g de 50 x 50 cm. • 1 Integrador químico de esterilización en Óxido de etileno
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Permite la instalación segura y eficiente de un catéter central. • Contar con una vía de larga duración.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 24 piezas
IMAGEN	