

SOPORTE PARA LINEA VENOSA PEDIÁTRICA

Catálogo: SVP002-06

DESCRIPCIÓN	Es un dispositivo de plastic liviano, estético y de fácil mantenimiento, se utiliza para la inmovilización permitiendo conservar al máximo las capacidades de la persona mediante la búsqueda de la mejor posición de la mano, brazo durante la terapia de infusión.
CONTENIDO	<p>1 Base de plástico para soporte venoso pediátrico 5.5 x 14.5 cm 2 Tiras de velcro macho de 2.5 x 8 cm 3 Tiras de felpa blanca de 42 x 25 cm 1 Plantilla de 5 x 13 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte para línea venosa pediátrica
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Es un dispositivo liviano, estético y de fácil mantenimiento. • Fácil colocación. • Permite la inmovilización durante el tiempo de la terapia de infusión • Seguridad en el paciente pediátrico • Disminuye los retiros accidentales de catéteres • Visualización y mantenimiento del sitio de punción.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Inmovilización durante la terapia de infusión, como una línea venosa en un paciente pediátrico.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Evite el contacto directo con la luz del sol. • Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • No se garantiza la integridad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Una caja con 30 piezas.
IMAGEN	