

SOPORTE PARA LINEA ARTERIAL ADULTO

Catálogo: SAA002-04

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Es un dispositivo liviano, estético, de fácil mantenimiento, que se utiliza para la inmovilización permite conservar al máximo las capacidades de la persona mediante la búsqueda de la mejor posición del brazo durante la terapia de infusión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Esponja para soporte arterial adulto 6 x 12 cm • 1 Plantilla para soporte arterial adulto 8.5 x 22.5 cm • 1 Base de plástico para soporte arterial adulto 9 x 24 cm • 2 Tira de felpa blanca de 42 cm x 2.5 cm • 2 Tira de velcro macho de 10 cm
<p>CONTENIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para línea arterial adulto
<p>BENEFICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confortable, ligera, comoda y resistente, • Provee el soporte suficiente durante todo el tiempo que este colocada. • Provee compresión homogénea y suave • la estabilización en donde se tenga la línea venosa • Permite la visualización y mantenimiento del sitio de inserción.
<p>INDICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo utilizado en la terapia de infusión para mantener inmóvil el sitio donde se tiene colocada la línea arterial o toma de exámenes de laboratorio en pacientes adultos
<p>PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evite el contacto directo con la luz del sol. • Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • No se garantiza la integridad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa.
<p>FACTOR DE EMPAQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una caja con 50 piezas.
<p>IMAGEN</p>	