

ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA PREMATURO

Catálogo: ANP002-01

DESCRIPCIÓN	Antifaz de protección ocular durante el procedimiento de fototerapia, con cintas y velcro suave con un fuerte agarre previniendo desprendimientos, dimensiones 8 x 3 cm.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Antifaz con protección oscura para eliminar toda posibilidad de filtración de luz. • Con cintas de dubetina suave para fijación.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • En tela suave al tacto, acojinada que previene irritaciones. • Su correa permite fijarse anatómicamente brindando seguridad. • Amigable con la piel y libre de látex, previniendo alergias.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizado para proporcionar al recién nacido prematuro la protección ocular requerida durante el tratamiento de fototerapia.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Evite el contacto directo con la luz del sol. • Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • No se garantiza la integridad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Una caja con 50 piezas.
IMAGEN	