

SOPORTE PARA LINEA VENOSA ADULTO

Catálogo: SVA002-07

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Es un dispositivo liviano, estético, económico y de fácil mantenimiento, que permite conservar al máximo las capacidades de la persona mediante la búsqueda de la mejor posición de la mano, durante la terapia de infusión.</p>
<p>CONTENIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Tiras de velcro macho • 3 Tiras de felpa blanca de 42 x 25 cm con velcro hembra • 1 Plantilla de 7.5 x 19.5 cm • 1 Base de plástico para soporte venoso Adulto 8 x 21 cm
<p>BENEFICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Confortable, ligera, comoda y resistente, • Provee el soporte suficiente durante todo el tiempo que este colocada, • Provee compresión homogenea y suave, • Mantiene la estabilización. • Proporcionar inmovilización.
<p>INDICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La inmovilización anatómica en donde se haya colocado un dispositivo de terapia de infusión, como una línea venosa en un paciente adulto.
<p>PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evite el contacto directo con la luz del sol. • Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • No se garantiza la integridad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa.
<p>FACTOR DE EMPAQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una caja con 100 piezas.
<p>IMAGEN</p>	