

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES		Catálogo: ASP001-55
DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único desechable, por lo que su uso brinda seguridad y confianza en el cumplimiento de protocolos estandarizándolos, lo que contribuye a la disminución de infecciones relacionadas a la aspiración de secreciones.	
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Riñón graduado de 700 ml</li> <li>• 2 Depósitos de plástico de 8 oz</li> <li>• 1 Jeringa desechable de 20 ml</li> <li>• 1 Pinza de Campo de plástico</li> <li>• 5 Gasas simples de 10 X 10cm de 12 capas tejido 20 X 12cm</li> <li>• 1 Campo plano PP 40 g de 37.5 x 40 cm</li> <li>• 1 Integrador químico de esterilización en Óxido de etileno</li> <li>• 1 Envoltura plana PP 40 g de 57 x 57 cm</li> </ul>	
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimiza el tiempo de atención de enfermería.</li> <li>• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.</li> <li>• Proporciona seguridad y confianza.</li> <li>• Evita extravío de materiales.</li> <li>• Evita desperdicio.</li> <li>• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.</li> </ul>	
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener la limpieza y permeabilidad de la vía aérea.</li> <li>• Prevenir bronco aspiración por acumulo de secreciones.</li> </ul>	
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li> <li>• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).</li> <li>• No se garantiza la esterilidad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa</li> </ul>	
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja con 14 piezas</li> </ul>	
IMAGEN		