

JERINGA ASEPTO ESTÉRIL

Catálogo: JAS001-66

| | |
|--------------------------|---|
| <p>DESCRIPCIÓN</p> | <p>Dispositivo estéril de uso único, desechable de plástico transparente de 16 cm de largo por 10.5 cm de diámetro, marcada con una escala de volumen en onzas de 1/2 en 1/2 hasta su capacidad total de 2 onzas y centímetros cúbicos en una escala de 10 a 10 cc hasta su capacidad de 60 cc.</p> |
| <p>CONTENIDO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Jeringa de plástico transparente con capacidad de 60 ml • Bulbo de hule color azul • Cubierta para punta de la jeringa |
| <p>BENEFICIOS</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención de enfermería. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • La presentación del insumo lo hace fácilmente manipulable por lo que la eficiencia aumenta. • Proporciona seguridad y confianza. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento. |
| <p>INDICACIONES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Utilizada diferentes procedimientos clínicos • Utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos |
| <p>PRECAUCIONES</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Evitar el contacto directo con la luz del sol. • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • No se garantiza la esterilidad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa. |
| <p>FACTOR DE EMPAQUE</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Caja con 100 piezas |
| <p>IMAGEN</p> |  |