

CAMBIO DE NPT I		Catálogo: NPT001-21
DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único desechable integrado con lo necesario para realizar el cambio de la una nutrición parenteral total.	
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plato ovalado de 25 x 16 x 2 cm • 2 Aplicadores triples con Yodopovidona al 10% • 3 Gasas simples de 10 X 10cm de 12 capas tejido 20 X 12cm • 1 Campo PP 80 g de 37.5 x 40 cm. Con Hendidura de 20 cm • 2 Guantes medianos para exploración • 1 Cubrebocas de alta filtración con resorte • 1 Envoltura plana PP 40 g de 50 x 50 cm 	
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención de enfermería. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Proporciona seguridad y confianza. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento 	
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Utilización en pacientes con requerimientos de soluciones de alta osmolaridad que necesitan ser manejados con las técnicas asépticas más estrictas. • Pacientes desnutridos sometidos a cirugía abdominal, Pacientes oncológicos o cuando el estado crítico del paciente así lo requiere. 	
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa 	
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Una caja con 26 piezas 	
IMAGEN		