

**VENOPUNCIÓN PEDIÁTRICA**

**Catálogo: VEP001-43**

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico pediátrico</p>
<p>CONTENIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Apósito transparente I.V. pediátrico de 5 x 5.7cm</li> <li>• 2 Gasas en empaque individual de 7.5 x 5 cm</li> <li>• 1 Aplicador sencillo con alcohol isopropílico al 70%</li> <li>• 2 Guantes medianos para exploración</li> <li>• 1 Integrador químico de esterilización de óxido de etileno</li> </ul>
<p>BENEFICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agiliza el tiempo de atención.</li> <li>• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.</li> <li>• Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso.</li> <li>• La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta.</li> <li>• Evita extravío de materiales.</li> <li>• Evita desperdicio.</li> <li>• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.</li> </ul>
<p>INDICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para procedimiento terapéutico de inserción de catéter a la luz de una vena a través de la cual se infunden Líquidos, medicamentos, sangre y sus derivados.</li> </ul>
<p>PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados</li> <li>• Evite el contacto directo con la luz del sol</li> <li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li> </ul>
<p>FACTOR DE EMPAQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja con 225 equipos</li> </ul>
<p>IMAGEN</p>	