

INSTALACIÓN DE VENOCLISIS PEDIÁTRICA

Catálogo: VPA001-74

DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico pediátrico.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Apósito transparente Tegaderm de 6 x 7 cm • 1 Steri strip con 3 bandas de 6 cm x 75 mm • 1 Gasa de 5 x 5 cm • 1 Aplicador triple con alcohol isopropílico al 70% • 1 Chloraprep 0.67 ml (Gluconato de clorhexidina al 2%) • 4 Guantes chicos para exploración • 1 Ligadura de 0.3 x 2 x 45 cm • 1 Cubreboca de alta filtración con resorte
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza el tiempo de atención. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Con el apósito transparente se logra la visualización permitiendo un monitoreo continuo del sitio de inserción. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Para procedimiento terapéutico de inserción de catéter a la luz de una vena a través de la cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre y sus derivados.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 150 piezas
IMAGEN	