

EQUIPO ESTÉRIL PARA COLOCACIÓN DE CATÉTER PERIFÉRICO Catálogo: KCP001-102

DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Apósito transparente Tegaderm IV de 7 x 8.5cm • 1 Toalla impregnada con Yodopovidona al 10% • 5 Gasas de 7.5 x 5 cm • 1 Aplicador de Chloraprep 0.67 ml con clorhexidina al 2% • 2 Guantes medianos para exploración • 1 Integrador químico de esterilización en Óxido de etileno
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza en tiempo de atención. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Con el apósito transparente se logra la visualización permitiendo un monitoreo continuo del sitio de inserción. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Para procedimiento terapéutico de inserción de catéter a la luz de una vena a través de la cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre y sus derivados.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 225 piezas
IMAGEN	