

**ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 8Fr**

**Catálogo: EAS201-25**

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Equipo estéril con insumos desechables de uso único, por lo que su uso brinda seguridad y confianza en el cumplimiento de protocolos estandarizándolos.</p>
<p>CONTENIDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Plato ovalado de 25 x 16 x 2 cm</li> <li>• 1 Campo plano PP 40 g de 50 x 50 cm</li> <li>• 1 Depósito de plástico de 8 oz.</li> <li>• 2 Guantes medianos para exploración</li> <li>• 1 Sonda para aspiración de secreciones con válvula de control de 8FR</li> <li>• 1 Toalla absorbente para secado de manos de 44 X 51 cm</li> <li>• 2 Gasas simples de 10 X 10cm de 12 capas tejido 20 X 12cm</li> <li>• 1 Envoltura plana PP 40 g de 57 x 57 cm</li> <li>• 1 Integrador químico de esterilización de Óxido de etileno</li> </ul>
<p>BENEFICIOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimiza el tiempo de atención de enfermería para el paciente.</li> <li>• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.</li> <li>• Evita extravío de materiales.</li> <li>• Evita desperdicio.</li> <li>• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.</li> </ul>
<p>INDICACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener la permeabilidad y limpieza de la vía aérea.</li> <li>• Prevenir bronco aspiración por acumulo de secreciones.</li> <li>• Uso en pacientes: Adultos de complexión delgada o pediátricos mayores, por el diámetro de la sonda.</li> </ul>
<p>PRECAUCIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar el contacto directo con la luz del sol.</li> <li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).</li> <li>• No se garantiza la esterilidad de este producto si el empaque se encuentra abierto o presenta ruptura previa.</li> </ul>
<p>FACTOR DE EMPAQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja con 18 piezas</li> </ul>
<p>IMAGEN</p>	