

**VENOPUNCIÓN PEDIÁTRICA III**

**Catálogo: VPT001-92**

DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico pediátrico.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Apósito transparente Tegaderm de 6 x 7 cm</li> <li>• 2 Gasas de 7.5 x 5 cm</li> <li>• 1 Chloraprep 1.5 ml. (Gluconato de clorhexidina al 2% con alcohol isopropílico al 70%)</li> <li>• 1 Ligadura de 0.3 x 2 x 45 cm</li> <li>• 2 Guantes medianos para exploración</li> <li>• 1 Integrador químico de esterilización de óxido de etileno</li> </ul>
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agiliza el tiempo de atención.</li> <li>• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.</li> <li>• Con el apósito transparente se logra la visualización permitiendo un monitoreo continuo del sitio de inserción.</li> <li>• Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso.</li> <li>• La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta.</li> <li>• Evita extravío de materiales.</li> <li>• Evita desperdicio.</li> <li>• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento</li> </ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para procedimiento terapéutico de inserción de catéter a la luz de una vena a través de la cual se infunden líquidos, medicamentos, sangre y sus derivados.</li> </ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados</li> <li>• Evite el contacto directo con la luz del sol</li> <li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa</li> </ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja con 120 piezas</li> </ul>
IMAGEN	