

VENOPUNCIÓN PEDIÁTRICA IV

Catálogo: VPS001-14

DESCRIPCIÓN	Equipo estéril de uso único desechable con los insumos necesarios para la realización de instalación de un catéter venoso periférico pediátrico.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Apósito transparente Tegaderm I.V. pediátrico de 5 x 5.7 cm • 5 Gasas de 5 x 5 cm • 2 Aplicadores sencillos con alcohol isopropílico al 70% • 1 Ligadura de 0.3 x 2 x 45 cm • 2 Guantes medianos para exploración • 1 Cubreboca de alta filtración con resorte • 1 Integrador químico de esterilización en óxido de etileno
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza en tiempo de atención. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Con el apósito transparente se logra la visualización permitiendo un monitoreo continuo del sitio de inserción. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita extravío de materiales. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Para la realización de un acceso venoso en pacientes pediátricos para la ministración de terapia intravenosa.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 150 piezas
IMAGEN	