

TOMA DE HEMOCULTIVO III

Catálogo: HAB001-85

DESCRIPCIÓN	Equipo de uso único estéril, contiene los insumos desechables necesarios para garantizar el uso de la máxima barrera de protección durante la toma de muestras de sangre.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Cubrebocas de alta filtración con resorte • 4 Guantes medianos para exploración. • 1 Aplicador triple con Alcohol Isopropílico al 70% • 1 Chloraprep 1.5 ml (Gluconato de clorhexidina al 2%) • 1 Campo plano PP 40 g de 20 x 20 cm
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención para el paciente. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Integración secuencial del equipo que permite su fácil uso. • La presentación de los insumos los hace fácilmente manipulables por lo que la eficiencia aumenta. • Evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Este equipo está indicado en los pacientes presenten sospecha de bacteremia en pacientes con o sin foco aparente de infección. También en pacientes que se sospechen alguna infección, en el torrente sanguíneo.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 15° a 30° grados centígrados • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Una caja con 75 piezas.
IMAGEN	